

Universal-Inhalationsgerät HEYER *maris*^{III}

- Universal-Inhalationsgerät zur Verneblung von Sole, Thermal- und Meerwasser sowie von allen Medikamenten, deren Indikation bei Atemwegserkrankungen geboten ist.
- Getrennte Verneblereinheiten für Sole-Feuchtverneblung und Medikamentverneblung.
- Hochgradig integrierte, elektronisch gesteuerte und regelbare Heizung zur Feucht-Warm-Inhalation.
- Ausschließliche Erwärmung des Sole-Nebels.
- Therapieart wählbar: Medikamentverneblung permanent, Medikamentverneblung dosiert und Solerverneblung. Die Sole- und Medikamentverneblung kann einzeln oder kombiniert und mit Zuschaltung der Aerosolvibration genutzt werden.
- Therapiezeit frei wählbar zwischen 1 – 30 Minuten.
- Integriertes Aerosolvibrationsmodul, um die Aerosolteilchen mit einer überlagerten Schwingung von 100 Hz zu versehen. Dies bewirkt eine größere Penetration und Ablagerung der Nebelteilchen in den Atemwegen.
- Dosierte Medikamentenverneblung ansteuerbar über Fernbedienung zur ausschließlichen Verneblung von kostenintensiven Medikamenten in der Inspirationsphase.
- Integriertes Musikmodul mit Anschlussmöglichkeit für Kopfhörer führt zu einer, für den Patienten entspannteren Inhalationstherapie und ermöglicht zusätzlich die Ansage von geräte- und einrichtungsspezifischen Textnachrichten.
- Rückatemsicherung zur Vermeidung von Kontamination der Verneblereinheiten durch den Patienten.
- Aerosolführende Teile leicht entnehmbar, sterilisier-, desinfizier- und autoklavierbar (121°C).
- Autoklavierbarer Edelstahl-Bakterienfilter zur Keimfreiheit der notwendigen Druckluft.
- Montage mit flexiblem Haltearm auf Inhalationswaschtisch, mobil auf Fahrstativ oder nutzbar als Tischgerät.
- Verwendung von vorhandenen Porzellan-Patientenapplikationsstücken vom Typ HEYER FT51 möglich.
- Betriebsbereite Basisausstattung bestehend aus:
 - Grundgerät
 - Solerverneblereinheit
 - Medikamentverneblereinheit
 - Patiententeil für Silikon-Applikationsstücke
 - Mund- und Nasenstück aus Silikon
 - Edelstahl-Bakterienfilter
- Optional erhältlich sind:
 - Kopfhörer mit integrierter Lautstärkeregelung
 - Fernbedienung für die dosierte Medikamentverneblung
 - Patiententeile für Porzellan-Applikationsstücke
 - Diverse Montagemöglichkeiten



CE 0044

Änderungen vorbehalten.
Stand: 05.2009

HEYER MEDICAL AG
CARL-HEYER-STR. 1/3 - D-56130 BAD EMS
TEL.: +49 2603 791 3 - FAX: +49 2603 70424
EMAIL: INFO@HEYERMEDICAL.DE - WWW.HEYERMEDICAL.DE