



# AIR mobil

Mobile  
Druckluftversorgung

**HEYER**   
MEDICAL AG

# AIR mobil

## Mobile Druckluftversorgung

Die transportable Druckluftversorgung **AIR mobil** ist eine Kompressoreinheit zum effizienten und wirtschaftlichen Betrieb des Inhalationsgerätes **FoggyJet®** unabhängig von einer stationären Druckluftanlage.

Die Verbindung beider Geräte erfolgt über eine pneumatische Versorgungsleitung und einer elektrischen Steuerleitung. Mit dieser Steuerleitung wird die Druckluftversorgung **AIR mobil** selbsttätig in Betrieb gesetzt, wenn die Inhalation mit dem **FoggyJet®** beginnt. Auch nach dem Inhalationsende erfolgt eine automatische Abschaltung der Druckluftversorgung.

Der vom Kompressor erzeugte Luftstrom wird über einen auswechselbaren, kombinierten Staub-/Bakterienfilter an der Gerätevorderseite angesaugt. Ein integrierter Schalldämpfer verringert die Geräuschemission des Kompressors und sorgt für ein unaufdringliches, leises Laufgeräusch.



Bestell-Nr.: 194-0000

## Technische Daten

### Elektrische Versorgung

Netzspannung	230 V AC
Steuerspannung	24 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	140 VA
Schutzart	IP 33
Schutzklasse	I

### Leistungsdaten Kompressor

Ausgangsdruck	ca. 1,5 bar
Freier Volumenstrom	mind. 19,5 l/min

### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	+10° C - +35° C
-------------------	-----------------

### Maße und Gewicht

Höhe x Breite x Länge	170 x 200 x 300 mm
Gewicht	6,30 kg

CE 0044

**HEYER**   
**MEDICAL AG**

CARL-HEYER-STRASSE 1-3  
D-56130 BAD EMS  
TEL: 02603/791-3 - FAX: 02603/70424  
EMAIL: INFO@HEYERMEDICAL.DE  
INTERNET: WWW.HEYERMEDICAL.DE