

NIMBUS NIMBUS *Plus*

TIEFENINHALIERGERÄTE

TECHNISCHE DATEN

| | HEYER NIMBUS | HEYER NIMBUS <i>Plus</i> |
|---------------------------------|--|---|
| Netzspannung | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Schutzkleinspannung | | 24 V |
| Leistungsaufnahme | 46W | max. 140 W |
| Gehäuseabmessungen L B H | 22 cm 14 cm 15 cm | 22 cm 14 cm 15 cm |
| Gewicht | | |
| Gerät | 1.800 g | 3.500 g |
| Handstück | 100 g | 300 g |
| Typ | B | B |
| Schutzklasse | 1 | 1 |
| Zubehör | Inhaliermaske Mundstück Dosierbecher | Inhaliermaske Mundstück Dosierbecher Standplatte |
| Sonderzubehör | Nasenstück Kinder-Inhaliermaske | Nasenstück Kinder-Inhaliermaske |

Überreicht durch:

HEYER Medical AG
Carl-Heyer-Str. 1/3
D-56130 Bad Ems / Deutschland
Tel.: +49(0)2603/791-3
Fax: +49(0)2603/70424
info@heyermmedical.de
www.heyermmedical.de

CE 0044

Änderungen vorbehalten!
Stand: Oktober 2006

NIMBUS NIMBUS *Plus*

TIEFENINHALIERGERÄTE



HEYER 
MEDICAL AG



HEYER Inhaliergeräte erfüllen die Forderungen der modernen medizinischen Wissenschaft

optimales Teilespektrum, d. h. hoher bronchialgängiger Anteil des vernebelten Medikaments (mikrofeines Aerosol)

Intervall-Inhalation für den dosierten und sparsamen Medikamentenverbrauch

hohe, regulierbare Nebelmenge

große Verneblerleistung

Inhalation mit Maske, Mundstück oder Nasenstück

HEYER Inhaliergeräte bieten viele Vorteile:

Einfache Handhabung:
Kinderleichte Einhand-Bedienung und problemlose Handhabung des HEYER Inhaliergeräts bei Inbetriebnahme, während des Betriebs und bei der Pflege - daher kinder- und seniorenfreundlich.

Ideal für die Therapie zu Hause und in der Arztpraxis.

Robuste und bewährte Technik.

Pflegeleicht:
Das HEYER Inhaliergerät ist leicht zu reinigen. Alle Teile, die mit dem Medikament in Berührung kommen, können einfach zerlegt, gereinigt und desinfiziert werden (spülmaschineneeignet!).

Weitere Vorteile:
HEYER Inhaliergeräte sind klinisch geprüft und verordnungsfähig.

Sie sind leistungsstarke Kompaktgeräte und verfügen über einen wartungsfreien Kompressor.

HEYER Inhaliergeräte erfüllen alle Voraussetzungen für elektrische und elektromedizinische Sicherheit.

HEYER Warm-/Kalt-Inhaliergerät NIMBUS *Plus*

Tiefeninhalation (unbeheizt)
Zur Therapie bei Asthma, Bronchitis, Lungen-Emphysem, Bronchiektasen, Mucoviszidose, Silikose, Laryngitis, u.a.

Warme Tiefeninhalation
Das Aerosol wird auf Körpertemperatur erwärmt. Besonders geeignet für Patienten, die auf kalte Tiefeninhalation empfindlich reagieren (Hustenreiz, bronchiales Reizsyndrom)

Feucht-Warm-Inhalation
Zur Behandlung und Vorbeugung von Erkrankungen der oberen Atemwege wie Schnupfen, Katarrh, Sinusitis, Reiz-, Keuch-, Raucherhusten und anderer Erkrankungen des Nasen-Rachenraums



HEYER Inhaliergeräte NIMBUS und NIMBUS Plus - ideal zur Behandlung von Erkrankungen der tieferen Atemwege: Asthma, Bronchitis, Lungen-Emphysem, Bronchiektasen, Mucoviszidose, Silikose, Laryngitis, u. a. **Aber auch der oberen Atemwege:** Schnupfen, Katarrh, Sinusitis, Reiz-, Keuch-, Raucherhusten und andere Erkrankungen des Nasen-Rachenraums. Bei **allgemeinen Erkrankungen der Atemwege:** Inhalieren mit HEYER fördert den Heilungsprozess, lindert die Beschwerden und hilft vorbeugen. Auch zur Pflege der Atemwege, die infolge der Luftverschmutzung starken Beanspruchungen ausgesetzt sind.

HEYER Tiefeninhaliergerät NIMBUS

Tiefeninhalation (unbeheizt)
Zur Therapie bei Asthma, Bronchitis, Lungen-Emphysem, Bronchiektasen, Mucoviszidose, Silikose, Laryngitis, u.a.

