

NGA Mobil

Die mobile Narkosegasabsaugung

Zum Schutz von Personal muss in Räumen, in denen Inhalationsnarkosen verabreicht werden, überschüssiges Narkosegas nach Merkblatt M 638 BGW abgeführt werden.

Die HEYER Narkosegasabsaugung **NGA Mobil** ist eine tragbare, mobile Einheit, die bei Bedarf an jedem Ort eingesetzt werden kann. Sie bietet Ihnen den Vorteil, eine Narkosegasabsaugung ohne entsprechende Umbaumaßnahmen in den betreffenden Räumen zu installieren. Es wird lediglich eine Steckdose (230V~) und eine Abluftmöglichkeit benötigt.



Die HEYER Narkosegasabsaugung **NGA Mobil** arbeitet mit einem geräuscharmen Radial-Lüftersystem, das eine zuverlässige Absaugung von Narkosegasen gewährleistet. In Verbindung mit einem Anästhesie-Kreissystem wird das überschüssige Narkosegas abgeführt. Eine mögliche Gefährdung oder Beeinträchtigung des Personals wird weitgehend verhindert.

Zusätzlich bietet Ihnen die HEYER Narkosegasabsaugung **NGA Mobil** den Vorteil, die Absaugleistung in 6 Stufen (15-100 l/min) Ihren Bedürfnissen anpassen zu können.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230V~ / 50Hz
Leistungsaufnahme:	20W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	II
Absaugleistung: (ohne Schlauchsystem)	ca. 15-100 l/min (6 Stufen)
Abmessungen: (HxBxT)	162x180x180 mm
Gewicht:	1,2 kg

BESTELLDATEN:

NGA Mobil kpl.	613-3895
Netzteil	613-3918
Bypass-Stück	602-2510
Vakuflex-Schlauch (Meterware)	006-2500
Schlauch, autoklav., 1000 mm	531-2900
Schlauchverbinder	605-2900

Ihr zuständiger Vertriebspartner:

HEYER 
MEDICAL AG

Carl-Heyer-Str. 1/3 - D-56130 Bad Ems / Germany
Tel.: +49(0)2603/791-3 - Fax: +49(0)2603/70424
eMail: info@HeyerMedical.de - www.HeyerMedical.de